

Introductie van de nieuwe 3-in-1 Omni™ Hysteroscoop

Vereenvoudigt hysteroscopische procedures
Ondersteunt de 'See & Treat' setting

1 HYSTEROSCOOP VOOR 3 OPLOSSINGEN

Diagnostiek en therapie van
kleine en grote pathologie
met één hysteroscoop

ROD LENS


Goede beeld kwaliteit
gedurende de volledige
procedure

LANGE WERKLENGTE (200 mm)

De langere schacht lengte
biedt voordeel bij
behandeling van
patiënten met adipositas
en obesitas.

KLEINE DIAMETER

Eenvoudigere introductie
wordt mede mogelijk
gemaakt door de ovale
vorm van de schacht. Meer
comfort voor de patiënt.



Van diagnostiek tot behandeling – alles in ÉÉN set

	Standaardset (60-250-1)	Light set (60-250-2)
Basisscoop	✓	✓
Diagnostische sheath van 3,7 mm	✓	✓
Therapeutische sheath van 5,5 mm en afvoerkanaal	✓	✓
Therapeutische sheath van 6 mm en afvoerkanaal	✓	
Adapter lichtkabel	✓	✓

MyoSure
Tissue Removal Device

COMPATIBILITEIT VAN DE OMNI HYSTEROSCOOP MET MYOSURE	MYOSURE MANUAL DEVICE	MYOSURE LITE DEVICE	MYOSURE REACH DEVICE	MYOSURE XL DEVICE
Therapeutische sheath 5,5 mm	✓	✓	✓	
Therapeutische sheath 6 mm	✓	✓	✓	✓

BESTELINFORMATIE	
Beschrijving	Bestelnummer
Omni™-Hysteroscoop-standaardset	60-250-1
Omni™-Hysteroscoop Light set	60-250-2
Omni™-Hysteroscoop tray	60-903
Afvoerkanaal van Omni™-Hysteroscoop	40-201
Afvoerkanaal van Omni™-Hysteroscoop XL	50-201XL
Afdichtingsset voor eenmalig gebruik – 10 stuks per verpakking	40-902
End cap van afvoerkanaal en Omni™-Hysteroscoop	40-904
Polijstpasta voor hysteroscoop (3 tubes)	40-905
Storz Adapter lichtkabel	40-900
Wolf Adapter lichtkabel	40-901

Ook geïnteresseerd?

Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hologic.

Voor meer informatie over voordelen en risico's kunt u de gebruiksaanwijzing raadplegen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

De Omni™ Hysteroscoop is bedoeld voor zicht op het cervicale kanaal en de uterus holte om diagnostische en therapeutische procedures uit te voeren. De Omni Hysteroscoop is niet geschikt voor patiënten met een acute ontsteking in het kleine bekken of bij één of meer van de volgende condities: distensie van de uterus is niet mogelijk, cervicale stenose, cervicale/vaginale infectie, uterusbloeding of menstruatie; bekende zwangerschap, invasief cervixcarcinoom, recente uterusperforatie, medische contra-indicaties, of slechte verdraagbaarheid van anesthesie.

PB-00739-NLD-NL Rev. 001 ©2018 Hologic, Inc. Hologic, MyoSure, Omni, The Science of Sure en gerelateerde logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Hologic, Inc. en/of dochterondernemingen ervan in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Omni
Hysteroscope