

Omni™ Lok
Cervical Seal

Set, Seal, See & Treat

De Omni™ Lok cervical seal is ontworpen om hysteroscopische procedures efficiënter te laten verlopen en om distensie te behouden door de beperking van vloeistoflekkage.^{1,2,3}



Gemiddeld 94%
reductie van
vloeistoflekkage.^{1,4}




Ontworpen om distensie
te behouden door
het beperken van
vloeistoflekkage.^{1,3}



Ontworpen om tijd te
besparen door opruim-
werkzaamheden te
beperken en de OK om-
looptijd te verbeteren.^{1,2}





Omni Lok
Cervical Seal

- 1 SET**
Plaats de cervical seal op de hysteroscoop
- 2 SEAT**
Pas de cervical seal aan voor een goede afsluiting van de cervix van de patiënt
- 3 SEE & TREAT**
Voer hysteroscopische procedure uit

BESTELLEN

Productnummer: OLK-100
Beschrijving: Omni Lok cervical seal
(5 per doos)

VOOR MEER INFORMATIE, ZIE: WWW.HOLOGIC.NL/OMNILOK

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

De Omni™ Lok cervical seal wordt tijdens hysteroscopische procedures gebruikt om vloeistoflekage te beperken bij distensie van de cervix. De Omni Lok cervical seal mag niet worden gebruikt bij patiënten met contra-indicaties voor een hysteroscopische procedure.

REFERENTIES:

1. Vergelijking met hysteroscopie zonder Omni Lok cervical seal. **2.** Hologic-data ter raadpleging, VAR-08420, Survey onder medische specialisten na video-introductie van het device; N=15 **3.** Hologic-data ter raadpleging, DHM-07810, benchmarktest met gebruikmaking van uitgenomen uteri; N=3 **4.** Hologic-data ter raadpleging, VER-09159, benchmarktest met gebruikmaking van uterusmodel; N=22

SS-00886-001 Rev. 001 ©2019 Hologic, Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de VS. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hologic, Omni, The Science of Sure en bijbehorende logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Hologic, Inc. en/of dochterbedrijven ervan in de Verenigde Staten en/of andere landen.

HOLOGIC[®]
The Science of Sure